

Özellik Tablosu

	BELTONE TRUST 17	BELTONE TRUST 9	BELTONE TRUST 6
İşitme			
Dijital Sinyal İşlemleyici Entegre Devre	Coyote 4.6	Coyote 4.6	Coyote 4.6
Geniş Dinamik Aralık Kompresyonu	Rapid 17	Rapid 14	Rapid 12
WDRC Zaman Sabitleri	Heceli, Normal, AVC	Heceli, Normal, AVC	Heceli, Normal, AVC
Çıkış Kompresyonu	1) Genel Güç 2) 17 kanalda	1) Genel Güç 2) 14 kanalda	1) Genel Güç 2) 12 kanalda
Gürültüde Konuşma			
Personal Sound ID* ile CrossLink Direksiyonalite	Var	Yok	Yok
Personal Sound ID*	Var	Yok	Yok
CrossLink Direksiyonalite***	Yok	Var	Yok
Uzaysal Direksiyonalite	Var	Var	Var
Adaptif Direksiyonalite	Adaptif, 15 noktada Akıllı Bant	Adaptif, 9 noktada Akıllı Bant	Adaptif, 6 nokta
Sabit Direksiyonalite	Hiperkardiod	Hiperkardiod	Hiperkardiod
Direksiyonel Mikrofon seçenekleri			
Band-Split Direksiyonalite ¹	Ayarlanabilir Karışım Noktası Frekans	Ayarlanabilir Karışım Noktası Frekans	Sabit Karışım Noktası Frekansı
Direksiyonel / Omni Mikrofon Değişimi	Konuşma Tarayıcı Pro	Konuşma Tarayıcı Pro	Konuşma Tarayıcı Basic
Direksiyonel Bant Genişliği Modeli	Akıllı Bant Yönlendirme	Akıllı Bant Yönlendirme	Sabit Geniş Bant
İşitme Konforu			
Çevresel Programlar**	4	4	4
Gürültü Azaltımı	Ses Temizleyici (5 seçenek)	Ses Temizleyici (4 seçenek)	Ses Temizleyici (3 seçenek)
Safeguard Feedback Kontrol	Var	Var	Var
Feedback Bastırma	Feedback Silici ve Islık Kesici (5 seçenek)	Feedback Silici (4 seçenek)	Feedback Silici (3 seçenek)
Genişletme	Susturucu, 17 kanal analizi	Susturucu, 14 kanal analizi	Susturucu, 12 kanal analizi
Rüzgar Sesi Azaltma	4 seçenek	3 seçenek	2 seçenek
Çevresel Kazanç Yönlendirme	Akıllı Kazanç Pro (7 ortam)	Akıllı Kazanç (7 ortam)	Yok
Frekans Alçaltma	Frekans Kaydırma	Frekans Kaydırma	Frekans Kaydırma
Adaptasyon	Senkronize Kazanç***	Senkronize Kazanç***	Senkronize Kazanç***
Beltone Remote Care™			
Uzaktan İnce Ayar	Var	Var	Var
Uzaktan Yazılım Güncelleme***	Var	Var	Var
Ek Özellikler			
iPhone ile Doğrudan Bağlantı***	Var	Var	Var
İki Cihaz Arası Senkronizasyon***	Var	Var	Var
Asimetrik Telefon ² *****	Var	Var	Var
AFX Müzik Modu ³	Var	Var	Var
Sesli Uyarılar	Var	Var	Var
Otomatik Telefon	Var	Var	Var
Tinnitus Breaker Pro	Var	Var	Var
Kablosuz Aksesuarlar			
Beltone Doğrudan Kablosuz Aksesuarlar***	Var	Var	Var

*BTE ve RIE modellerde mevcut. **IIC yalnızca bir çevresel programa sahiptir. *** BTE, RIE ve belli custom modellerde

¹ Alçak frekanslı omnidireksiyonel, yüksek frekanslı direksiyonel işlemeleme ² Telefon konuşmasında karşı kulakta mikrofon sesi azaltma

³ Müzik dinlerken feedback kaynaklı artefaktları ortadan kaldırma

MEDers

MEDers Medikal Sağ. Hiz. A.Ş.
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No:24/4
Tel : + 90 312 415 99 00
Fax : + 90 312 419 68 77
www.meders.com.tr

Beltone™

Worldwide Headquarters
Beltone A/S Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup Denmark
Tel.: + 45 45 75 11 11
Fax: + 45 45 75 11 19
Web: www.beltone-hearing.com
www.hearing.tv